

Informatización cardiológica con CUSTO MED



HANS E. RÜTH, S.A. representa en el mercado español los equipos de **PC-ECG** de **CUSTO MED**, empresa alemana líder en el desarrollo y fabricación de equipos para el diagnóstico cardio-pulmonar conectados en red o a distancia. Ofrece soluciones informatizadas para redes de cientos de usuarios, moderna gestión de bases de datos e interconexión con los sistemas de gestión del hospital.

El modelo **custo cardio 100** es un dispositivo de adquisición de ECG de 12 canales con **cable paciente de pinzas**. No precisa ningún tipo de baterías gracias a la conexión al PC a través del puerto USB y además ofrece **detección de marcapasos** para la grabación del ECG. Es un equipo ligero y potente que puede equiparse opcionalmente con **transmisión Bluetooth** para adquisición telemétrica.

El modelo **custo cardio 110** es idéntico al custo cardio 100 pero con **cable de paciente de banana**.

El **custo cardio 120** es un modelo de PC-ECG que se caracteriza por disponer de un **conector para cables de pacientes externos** y estar diseñado para poder conectar sistemas de succión existentes.

Y por último, el **custo cardio 200** que destaca por integrar un ECG y un **sistema de succión de vacío reutilizable**, obteniendo una calidad de señal excelente con unas magnificas condiciones higiénicas, avaladas por la Sociedad Alemana de Higiene. Y es que los electrodos intercambiables y reutilizables garantizan que cada paciente reciba un juego de electrodos higiénicamente limpios. Dispone de transmisión telemétrica Bluetooth de forma opcional.

Para más información contacte con:
Dpto. Marketing y Comunicación
marketing@herim.es