

¡NOVEDAD 2013!

HEINE OMEGA 500® XHL O LED?

El mejor oftalmoscopio indirecto, ahora el doble de bueno: con tecnología LED y XHL.



Lo mejor en Calidad, Flexibilidad y Rendimiento.

HEINE, marca líder mundial en instrumentos de diagnóstico que es representada en España por HANS E. RÜTH, S.A., ha lanzado al mercado el oftalmoscopio indirecto **OMEGA 500 en versión LED**.

Este oftalmoscopio indirecto cuenta con un **excelente IRC (Índice de Reproducción Cromático)** de 90 y un control preciso de luminosidad con el nuevo reóstato HC 50 L, siendo éste compatible tanto con el sistema LED como con el de XHL.

El OMEGA 500 destaca también por su **homogeneidad** siendo muy importante que el campo visual esté iluminado de forma homogénea, sin distorsiones y sin sombra, cosa que cumple sin excepción alguna este equipo.

Además, posee **control térmico** para asegurar que la potencia de la luz sea constante y para garantizar la intensidad de luz LED a lo largo de su vida útil casi ilimitada (más de 20.000 horas).

Ahora no hace falta renunciar a la calidad, flexibilidad y rendimiento que ofrece el tradicional oftalmoscopio indirecto OMEGA 500 para poder disfrutar de una iluminación LED. Bien sea **tecnología XHL o LED** ahora el OMEGA 500 está disponible en las dos versiones.

¡Y todo ello con una **garantía de 5 años!**

Para más información contacte con:
Dpto. Marketing y Comunicación
marketing@herim.es