

¡NOVEDAD 2013!

EL10 LED de HEINE, La nueva lámpara de exploración LED, lo mejor en Durabilidad, Rendimiento y Funcionalidad



HEINE, líder mundial en instrumentos de diagnóstico y representado por HANS E. RÜTH, S.A. en España, nos presenta su nueva lámpara de exploración, **EL10 LED**.

Esta lámpara de exploración de diseño compacto permite una iluminación casi coaxial. Su luz es **clara y homogénea** puesto que el campo de exploración iluminado destaca por tener una luz absolutamente homogénea con clara delimitación del borde. Posee un ajuste continuo de la **intensidad luminosa entre 6.500 y 45.000 lux** y su vida útil LED es prácticamente ilimitada (hasta 30.000 horas).

Al ser **LED** es económica en su consumo y a la vez tiene una **excelente fidelidad de color** (Índice de Reproducción Cromática **CRI > 85**) y un manejo intuitivo con fácil orientación del cuello flexible. Con una sola mano se puede ajustar su posición, la intensidad luminosa y el campo iluminado.

Como opciones de montaje la **EL 10 LED** se puede montar en pared, con mordaza para mesa o en trípode de ruedas, siendo la carcasa de la lámpara hermética para una fácil limpieza y desinfección eficaz.

¡Y todo ello con una **garantía de 5 años!**

Para más información contacte con:
Dpto. Marketing y Comunicación
marketing@herim.es