


¡NOVEDAD 2015!

Dermatoscopio HEINE® NC1, ¡Exámenes sin contacto, calidad sin rival!



HEINE, líder mundial en instrumentos de diagnóstico y representado por HANS E. RÜTH, S.A. en España, presenta el nuevo dermatoscopio sin contacto **HEINE® NC1**, ¡Exámenes sin contacto, calidad sin rival!

Este dermatoscopio es ideal para satisfacer las exigencias del uso diario en consulta por su **rapidez y exactitud de diagnóstico** (campo de visión y nitidez de profundidad extraordinariamente elevada con 6 aumentos), y sobretodo porque el diagnóstico se realiza sin contacto!

Destaca por su **iluminación polarizada** con la cual se puede observar mejor el cristalino y las estructuras vasculares sin reflejos ni reflectancias.

Además, si hubiera que examinar con más detenimiento una lesión cutánea, se puede **añadir un disco de contacto** magnético convirtiéndose en un dermatoscopio de luminiscencia tradicional con escala y de mayor aumento (9 aumentos).

Todo ello con la **tecnología LED^{HQ}** proporcionando una luz clara y totalmente homogénea con una reproducción de color natural.

¡Y con una **garantía de 5 años!**

Para más información contacte con:
Dpto. Marketing y Comunicación
HANS E. RÜTH, S.A.
marketing@herim.es