


## **¡NOVEDAD 2017!**

Centro de diagnóstico HEINE® EN 200,

¡Todos los instrumentos de diagnóstico a su disposición!



HEINE, líder mundial en instrumentos de diagnóstico médico y representado por HANS E. RÜTH, S.A. en España, ha lanzado al mercado un nuevo producto, el **HEINE® EN 200**, un sistema mural moderno y energéticamente eficiente en la acreditada calidad HEINE.

Al destacar por su **extraordinaria eficiencia energética** tiene un menor consumo de corriente lo que supone el ahorro de costes además de proteger el medio ambiente.

Este centro de diagnóstico permite un uso paralelo de **los mangos**. Eso quiere decir que la separación galvánica permite que dos médicos utilicen los aparatos **de forma independiente** para sus exploraciones.

Su carcasa plana sin aberturas optimiza el espacio disponible y permite una preparación higiénica óptima. Además está **libre de interruptores mecánicos**, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Posee una regulación continua de la luminosidad entre el 100 % y el 3 % tanto con bombillas XHL como con iluminación LED. Y gracias a la tecnología más moderna de HEINE con su función "Ready-to-use" **el equipo se enciende o apaga automáticamente** al extraer o colgar el mango. Al extraer éste se vuelve a conectar automáticamente al último nivel de luminosidad seleccionado.

Al disponer de una interfaz USB el centro de diagnóstico **HEINE® EN 200** se puede ampliar con módulos HEINE, como p. ej. el nuevo esfigmomanómetro digital EN 200 BP o bien el clásico Gamma XXL LF-W de pared.

¡Y con una **garantía de 5 años!**

Para más información contacte con:

Dpto. Marketing y Comunicación

HANS E. RÜTH, S.A.

[marketing@herim.es](mailto:marketing@herim.es)