

**Si hay algo que descubrir,
usted también lo verá.**

El Dermoscopio HEINE DELTA 30.



El Dermatoscopio HEINE DELTA 30. Se puede comprar por su imagen. O por su óptica.

Imagen extremadamente nítida con el sistema óptico con lentes acromáticos de HEINE

Cambio rápido de examen de contacto a examen sin contacto

Manejo ergonómico gracias al diseño de producto en ángulo



El mayor campo de visión con 30 mm reales (lente de 32 mm) Ø

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.

Reproducción extremadamente fiel de los colores gracias a LED^{HQ}

Documentación digital con la app exclusiva HEINE DERM o con el HEINE Cube System*

- **Imagen nítida**, tanto si prefiere trabajar de cerca como a mayor distancia
 - **Trabajo sin reflejos ni deslumbramientos gracias a la polarización**
 - **Luminosidad a elegir**: 3 intensidades de luz
 - **Fácil de limpiar con desinfectante en spray**
 - **10 aumentos**
 - **Sin contaminación cruzada**: disco de contacto autoclavable con marcaje de escala
 - **Compensación de dioptrías**
 - **Con sólo pulsar un botón se puede alternar entre luz polarizada y no polarizada** = función «Toggle».
- Más información en heine.com/es/Toggle

- **Batería con tecnología de iones de litio**: sin efecto memoria, no dude en cargar independientemente del nivel de carga
- **Disco de contacto pequeño** para partes de difícil acceso
- **Charger 30 cargador de mesa**
- **3 posibilidades de documentación digital**:
 - Con la app exclusiva HEINE DERM: Bodymap, carpeta del paciente, función de correo electrónico y mucho más
 - Inalámbrico con el sistema HEINE Cube para hasta 10 médicos y dermatoscopios HEINE
 - Imágenes digitales convencionales con muchos smartphones populares

DELTA 30 con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

K-230.28.305

Charger 30 cargador de mesa para el DELTA 30

X-002.99.212

· **Accesorios y otros artículos en heine.com/es/DELTA30**

* No disponible en todos los países

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
Tel. +49 (0) 81 05 - 77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 - 77 28 20 2
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com



09/21. A-000.00.228 s

