

Movilidad y calidad son ahora «one». El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTAone.



30
YEARS
1st DERMATOSCOPE



Pequeño por fuera. Muy grande por dentro.

El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTAone.

Esta obra maestra móvil conquista a los médicos al instante. La imagen extremadamente nítida se consigue con el nuevo sistema óptico con lentes acromáticos de HEINE. A esto hay que añadir una reproducción de los colores extremadamente fiel que se basa, naturalmente, en la calidad de nuestros LED^{HQ}.

La exploración es especialmente cómoda gracias a la polarización, que permite trabajar al médico sin reflejos ni deslumbramientos. Estas tres características – nitidez, LED^{HQ} y trabajo sin reflejos – convierten el DELTAone en un instrumento de trabajo que siempre es un placer llevar a todas partes.

Imagen extremadamente nítida con el nuevo sistema óptico con lentes acromáticos de HEINE

Cabe en el bolsillo de cualquier bata



Trabajo sin reflejos ni deslumbramientos gracias a la polarización

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Reproducción extremadamente fiel de los colores gracias a LED^{HQ}

Documentación digital con la app exclusiva HEINE DERM o con el HEINE Cube System**

· **Campo de visión de 21mm reales** (lente de 22mm)

· **Luminosidad a elegir:** 3 intensidades de luz

· **10 aumentos**

· **Con sólo pulsar un botón se puede alternar entre luz polarizada y no polarizada** = función «Toggle».

Más información en heine.com/es/Toggle

· **Sin contaminación cruzada:** disco de contacto autoclavable con marcaje de escala

· **Sin mantenimiento:** gracias al diseño hermético el interior del equipo permanece libre de polvo

· **Compensación de dioptrías**

· **Batería con tecnología de iones de litio:** sin efecto memoria, no dude en cargar independientemente del nivel de carga

· **Conexión sin cables** vía iPhone* y WLAN con el HEINE Cube System**

DELTAone Standard Edition (negro-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

K-210.28.305

DELTAone White Edition (blanco-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

K-211.28.305

· **Accesorios y otros artículos en heine.com/es/DELTAone**

*El Apple iPhone no forma parte del volumen de suministro. Apple, el logotipo de Apple, e iPhone son marcas de la empresa Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de la Apple Inc. **No disponible en todos los países

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 8152-38 0
Fax +49 (0) 8152-382 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com



10/19. A-000.00.229 s

