

seca 675

Báscula electrónica de plataforma III

- Plataforma amplia de gran capacidad.
- Con un plus de flexibilidad que ofrece el indicador remoto por cable.
- Fácil de transportar.



seca 675:

Un pesaje así de comfortable

Las situaciones especiales exigen básculas diferentes: no todos los pacientes se pueden subir a una báscula rápidamente. Y mucho menos aún las personas imposibilitadas ó con dificultades motrices, los pacientes en sillas de ruedas o las personas con obesidad: todos ellos necesitan el apoyo de una báscula comfortable: por ejemplo, la báscula seca 675. Esta báscula de plataforma ofrece una gran flexibilidad en el uso, aliviando la tarea diaria del personal médico y sanitario.



Plataforma amplia de gran capacidad

Simplemente, pesar con la silla de ruedas: la plataforma extraordinariamente amplia y antideslizante de la báscula seca 675 ofrece el espacio suficiente para todos los modelos habituales de sillas de ruedas. También se puede colocar una silla sobre la báscula para los pacientes con dificultades para mantenerse en pie. Es un confort que no pesa: porque mediante la función pre-TARA, el peso adicional de la silla o de la silla de ruedas simplemente se resta, para obtener así el peso neto del paciente. Gracias a la alta capacidad de 300 kg, esta báscula también es la indicada para pesar a personas con obesidad. La rampa de acceso seca 470 ya está incluida en el paquete de suministro. También se obtiene, de forma opcional, una segunda rampa de acceso seca 470, para permitir el desplazamiento de acceso desde ambos lados de la báscula.

Con un plus de flexibilidad que ofrece el indicador remoto por cable

El elemento indicador de la báscula seca 675 está unido a la báscula con un cable de 2,7 metros de longitud, permitiendo una colocación flexible. Para posicionarlo donde mejor se pueda leer. El suministro también incluye un elemento de sujeción en la pared. El interfaz integrado RS232 seca 460 (opcional) garantiza la transmisión confiable de los datos a una impresora o un PC.

Opcional: soporte antideslizante para la pantalla

La pantalla remota por cable seca 675 se puede afirmar sobre el soporte seca 472; esta sólida construcción ofrece una práctica alternativa del soporte para la mesa o adaptador para la pared. Equipada con un pie antideslizante de hierro fundido, se puede posicionar rápida y firmemente en cualquier sitio. El elemento indicador se puede fijar fácilmente en el soporte mediante un sólido adaptador. La altura de indicación se puede variar mediante un ajuste continuo hasta 100 centímetros.

Fácil de transportar

Pese a sus dimensiones, la báscula seca 675 es sorprendentemente manuable: colocada en posición vertical, el asa integrada permite transportarla con gran facilidad sobre ruedas de marcha suave, lo cual facilita el uso móvil de la báscula seca 675.



Soporte portátil para los indicadores remotos por cable de las básculas y tallímetros seca.

seca 675

Datos técnicos

- Capacidad: 300 kg
- División: 100 g < 200 kg > 200 g
- Dimensiones (AxAxP): 904 x 70 x 1.064 mm
- Dimensiones/plataforma (AxAxP): 760 x 55 x 930 mm
- Peso: 27 kg
- Alimentación: Red eléctrica
- Funciones: TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, cambio de unidad de medida de peso, amortiguación
- Opcional: Soporte seca 472, segunda rampa seca 470, interfaz RS232 seca 460
- Clase de calibrado: III



El paquete de suministro contiene, además, una rampa que facilita el acceso con sillas de ruedas.